



Tecnica Ospedaliera

www.technicaospedaliera.it



■
NUOVO REGOLAMENTO IVDR, CRITICITÀ
PER MERCATO E IMPRESE

■
VERDUNO, L'OSPEDALE-PIASTRA

■
ANTIMICROBICO RESISTENZA, PROBLEMA
DI SALUTE PUBBLICA

■
IMPIANTI GAS MEDICINALI
RISCHI E PREVENZIONE INCENDI

01health.

SANITÀ DIGITALE

Con il patrocinio di



**tecniche nuove
healthcare**

COSA PUOI FARE CON MEZZO LITRO DI ACQUA



LAVARE UN PAZIENTE DIRETTAMENTE A LETTO!

La gamma dei dispositivi SYREN® permette di effettuare una doccia completa al paziente direttamente a letto:

- ◆ con un solo operatore
- ◆ in un tempo massimo di 5 minuti
- ◆ con 500 ml di acqua e detergente senza risciacquo

Se vuoi saperne di più:

visita il sito www.linaus-md.com, compila e inviaci l'apposito modulo che troverai nella sezione contatti e riceverai tutte le informazioni da un nostro incaricato.

Dispositivo portatile

SYREN®
MOVE Plus



Carrello doccia

SYREN®
SHOWER

